

## Tables de résultats

Table 1: Caractéristiques des lésions par patient (sélection et volumes [min ; méd ; max])

Patient	Lésions			Volume [cm <sup>3</sup> ]
	Extraites	Validées	Localisées	
1	5	5	4	[0.89 ; 1.08 ; 1.16]
2	5	4	4	[1.77 ; 6.05 ; 11.23]
3	5	5	5	[1.36 ; 5.49 ; 16.79]
4	3	3	3	[1.51 ; 1.99 ; 8.08]
5	5	4	2	[3.16 ; 5.64 ; 8.13]
6	2	0	0	X
7	1	1	1	[1.02]
8	1	1	1	[2.23]
9	3	3	3	[1.07 ; 1.19 ; 1.54]
10	3	3	3	[2.58 ; 10.7 ; 20.06]
11	5	5	4	[0.51 ; 1.44 ; 5.17]
12	5	4	4	[1.05 ; 1.37 ; 5.06]
13	5	5	5	[1.54 ; 2.54 ; 9.17]
14	2	1	1	[19.34]

Table 2: Paramètres métaboliques et dosimétriques des lésions correctement localisées sous la forme [min ; méd ; max]

Patient	SUVpeak	STP1 [Gy/GBq]	STP2 [Gy/GBq]	Cycle	Réponse [PSA50]
1	[7.75 ; 12.15 ; 26.46]	[0.72 ; 1.12 ; 2.42]	[1.04 ; 1.60 ; 3.47]	6	×
2	[9.13 ; 13.15 ; 19.36]	[0.85 ; 1.07 ; 1.61]	[1.22 ; 1.53 ; 2.31]	2	×
3	[53.79 ; 62.17 ; 81.79]	[4.68 ; 5.49 ; 7.51]	[6.7 ; 7.87 ; 10.76]	3	×
4	[10.71 ; 11.54 ; 25.61]	[0.95 ; 1.00 ; 1.83]	[1.36 ; 1.44 ; 2.62]	1	×
5	[6.67 ; 7.81 ; 7.95]	[0.53 ; 0.54 ; 0.55]	[0.76 ; 0.78 ; 0.79]	4	×
6	X	X	X	2	×
7	[6.56]	[0.46]	[0.66]	1	×
8	[21.56]	[1.87]	[2.68]	4	×
9	[112.37 ; 127.54 ; 156.79]	[9.91 ; 10.74 ; 13.47]	[14.21 ; 15.39 ; 19.30]	6	✓
10	[4.38 ; 4.56 ; 5.55]	[0.3 ; 0.34 ; 0.47]	[0.44 ; 0.48 ; 0.67]	1	×
11	[7.45 ; 12.12 ; 58.9]	[0.62 ; 1.07 ; 5.5]	[0.89 ; 1.54 ; 7.88]	2	×
12	[14.79 ; 17.16 ; 166.47]	[1.22 ; 1.41 ; 11.95]	[1.75 ; 2.03 ; 17.12]	4	✓
13	[27.70 ; 38.0 ; 47.11]	[2.12 ; 2.75 ; 3.26]	[3.03 ; 3.95 ; 4.67]	2	×
14	[39.91]	[2.26]	[3.24]	2	×